


Руководство по использованию устройств для удаления камней

Не бывает двух одинаковых случаев

Не бывает двух пациентов с одинаковой анатомией. Не бывает двух одинаковых камней по размеру, форме или составу. Вот почему Boston Scientific предлагает полный ассортимент устройств для захвата и удаления камней, среди которых есть подходящий инструмент для лечения каждого уникального случая.



1. Нитиоловая корзинка Escape предназначена для использования одновременно с 200-микронным лазерным волокном. Не направляйте лазер прямо на корзинку во время литотрипсии
2. Стальная корзинка Segura Hemisphere™ предназначена для использования в мочеточнике и мочевом пузыре
3. Стальная корзинка Segura Hemisphere™ предназначена для использования в мочеточнике и мочевом пузыре

Устройства для извлечения камней

Широкий выбор корзинок и захватов от компании Boston Scientific включает все, что вам нужно для надежного захвата и перемещения камней у пациентов с мочекаменной болезнью.



DAKOTA™ Нитиновая корзинка для извлечения камней

Нитиновая корзинка с торцевым захватом

Этот гибкий нитиновый инструмент позволяет эффективно захватывать и перемещать камни разного размера и состава – все за одну процедуру

Размер: 1.9F




ZERO TIP™ Нитиновая корзинка для извлечения камней

Универсальная корзинка для решения большинства повседневных задач.

4-х струнная атравматичная корзинка, без кончика, для работы в условиях любой анатомической и клинической сложности.

Размеры: 1.9, 2.4, 3.0F



ESCAPE™ Нитиновая корзинка для извлечения камней

Корзинка 2 в 1, подходящая для работы в условиях литотрипсии.

Уникальная двойная конфигурация этого мощного инструмента позволяет надежно удерживать фрагменты во время литотрипсии и выполнять работу эффективно.

Размер: 1.9F



OPTIFLEX™ 1.3F нитиновая корзинка для извлечения камней

Корзинка, которая обеспечивает точный контроль.

Корзинка позволяет добраться и захватить фрагменты в самых недоступных местах. А благодаря своему малому размеру 1.3F обеспечивает максимальную ирригацию и превосходную визуализацию.

Размер: 1.3F



STONE CONE™ Нитиновая спиралевидная корзинка

Устройство, которое предотвратит ретропульсию и упростит работу с камнями.

Stone Cone это устройство, которое позволит не усложнять простые случаи – оно эффективно защищает от ретропульсии и миграции фрагментов в вышележащие отделы.

Диаметр струны: 3.0F

Диаметр конуса: 7 мм, 10 мм



SEGURA HEMISPHERE™

Стальная корзинка для извлечения камней

Корзинка для мочеточника, экономящая силы.

Успешно удалит самые сложные камни мочеточника. Обеспечит достаточную силу раскрытия и устойчивую форму благодаря стальной конструкции.

Диаметр: 2.4, 3.0, 4.5F



GEMINI™ Стальная корзинка спиральной формы из парных струн

Корзинка, которая сохраняет форму.

Корзинка Gemini (доступна в 3-, 4- и 5-струнных вариантах) обеспечивает надежный захват и удержание камней и небольших фрагментов благодаря легкости открытия корзинки и сохранению спиральной формы в мочеточнике.

Диаметры: 2.4, 3.0F



Обозначения:

 Камень в почке

 Камень в мочеточнике

Чтобы узнать больше, зайдите на сайт:
visit www.bostonscientific.com/urology

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™

Все указанные торговые марки принадлежат соответствующим собственникам. ВНИМАНИЕ: закон ограничивает продажу данных устройств врачами или по их заказу. Показания, противопоказания, предупреждения и инструкции пользователей указаны на маркировке каждого изделия. Информация приведена для использования только в странах, где осуществлена регистрация продукции органами здравоохранения.

URO-445017-AB DEK 2020

www.bostonscientific.eu

© 2017 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
DINURO2266EA